



Framgaffel
Hjul

Sittdyna

RA
Handtag/Armstöd

Gåbord
Handtag/Armstöd

Grindläs

Broms

För mer information kontakta Human Care HC Sweden AB.

Nr	Benämning	Antal	Art nr	Övrig information
Hjul				
1	Hjul med lager	4	30-014	
2	Pinnbult	4	20-085	Måste bytas vid demontering
3	Hjulmutter	8	00018	Måste bytas vid demontering
Framgaffel				
4	Täckhatt	2	00864	
5	Låsmutter	2	00863	
6	Kullager	4	00862	
7	Framgaffel	2	100-024	
Vingvred				
8	Skruv	2	00071	
9	Bricka	2	000124	
10	Vingvred	2	20-052	Smörjs vid behov
Sittdyna				
11	Grindläs komplett	1	10-018	
12	Skruv	4	00841	
13	Sittdyna	1	20-050	Kontrollera att den sitter ordentligt på plats
14	Skruv	2	00823	
RA Handtag/Armstöd				
15	Handbroms komplett	2	10650	
16	RA-Dyna	2	20-054	
17	Handtag med reflex	2	00020	
18	Nit till bromshandtag	2	000141	
Broms				
19-26	Broms komplett	2	10-001	Siltbrickan (23) vänds vid siltage
23	Siltbricka	2	10-004	Siltbricka
27	Skruv	2	00819	
28	Fläder	2	00131	
Gåbord Handtag/Armstöd				
29	GB-dyna	1	20-053	Kontrollera att den sitter ordentligt på plats
30	Dyn-skruv	4	00818	
Övriga detaljer				
	Wirar	2	00875	
	Hölje	2	00009	
	Wirelas	2	10-017	
	Andavslutning	2	00205	
	Bättringfärg		F2	