

En användarvänlig kvalitetslyft som är kostnadseffektiv



- **Portabel**
- **Kostnadseffektiv**
- **Enkel att använda**

Singel™ 2100 är en liten portabel lyft som lyfter 150 kg. Tack vare sin låga vikt (8 kg) är den enkel att lyfta ner från skenan och flytta till ett annat rum.

Lyften är försedd med Human Care's unika 3-punktsupphängning som gör att vårdtagarna kan lyftas med en öppen höftvinkel, något som är särskilt viktigt för vårdtagare med ryggproblem eller övervikt. Naturligtvis kan Singel™ 2100 även användas som 2-punktslyft eller kompletteras till en 4-punktslyft.

Selen fästs enkelt i den rörliga lyftbygeln vilket möjliggör justering av vårdtagarens position.

Både Singel™ 2100 och Singel™ 2100+ är försedda med enkla och tydliga reglage vilket gör dem till mycket användarvänliga. Trots deras kompakta utförande är de både robusta och tåliga tack vare den svenskutvecklade högkvalitativa konstruktionen.

SINGEL™ 2100

1. Taklyft Singel™ 2100
2. Handkontroll (Art. nr. 20149)
3. UP-knapp (Lyft)
4. DOWN-knapp (Lyft)
5. Lyftband
6. Nödfirningsknapp
7. Lyftbygel
8. Bygelkrok
9. Benkrok
10. Strömbrytare/Nödstopp
11. Anslutning handkontroll



Singel™ 2100

Art.nr	Max belastning (kg)	Dimensioner (mm)	Produktvikt (kg)	Batteri	Batteriladdare	Apparat typ	Handkontroll	Laddare
21000	150	495x295x260	8	24V DC 3 Ah	24 DC 0,25 A	B klass III IPX 1	Art. nr. 20149	Art. nr. 20160

