

En kraftfull liten kvalitetslyft som är enkel att använda



- **Portabel**
- **Lätt — endast 8 kg**
- **Kraftfull för sin storlek**

Singel™ 2100+ är en liten portabel lyft som klarar vikter på upp till 200 kg. Tack vare sin låga vikt (8 kg) kan den lätt lyftas ner från skenan och flyttas till ett annat rum.

Lyften är försedd med Human Care's unika 3-punktsupphängning som gör att vårdtagarna kan lyftas med en öppen höftvinkel, något som är särskilt viktigt för vårdtagare med ryggproblem eller övervikt. Naturligtvis kan Singel™ 2100+ även användas som 2-punktslyft eller kompletteras till en 4-punktslyft.

Selen fästs enkelt i den rörliga lyftbygeln vilket möjliggör justering av vårdtagarens position.

Både Singel™ 2100+ och Singel™ 2100 är försedd med enkla och tydliga reglage vilket gör dem till de mest användarvänliga av våra lyftar. Trots deras litenhet är de både robusta och tåliga tack vare den svenskutvecklade högkvalitativa konstruktionen.

SINGEL™ 2100+

1. Taklyft Singel™ 2100
2. Handkontroll (Art. nr. 20149)
3. UP-knapp (Lyft)
4. DOWN-knapp (Lyft)
5. Lyftband
6. Nödfiringsknapp
7. Lyftbygel
8. Bygelkrok
9. Benkrok
10. Strömbrytare/Nödstopp
11. Anslutning handkontroll



Singel™ 2100+

Art.nr	Max belastning (kg)	Dimensioner (mm)	Produktvikt (kg)	Batteri	Batteriladdare	Apparat typ	Handkontroll	Laddare
50900	200	495x295x260	8	24V DC 3 Ah	24 DC 0,25 A	B klass III IPX 1	Art. nr. 20149	Art. nr. 20160

