

REBEL

Rebel är en svensktillverkad allround rollator av högsta kvalitet. Den har unik hopfällning och tar mycket liten plats i hopfällt läge. Rebel finns i fyra olika bredder och den förstärkta modellen erbjuder ett tryggt stöd för den lite tyngre brukaren (max 150 kg). Rebel går även att få i RA- och gåbordsutförande.



Stadig sits.

Kullagrade hjul.

Ergonomiskt utformade handtag som erbjuder brukaren ett skonsamt och bekvämt grepp.

Unik hopfällning som brukaren lätt klarar själv

Kullagrad lättsvängd framgaffel.

- Står stadigt och helt fristående i hopfällt läge.
- Ledat chassi som ger en mjuk och följsam gång.
- Förzinkat chassi för att stå emot rostangrepp.



Rebel

(alla mått i mm och kg)

Produkt Art.nr	Min. Max.		Sitthöjd	Bredd	Sittbredd	Längd	Hjulstorlek	Vikt (kg)	Hopfälld L x B x H (Min.)	Max Brukarvikt (kg)
	Min.	Max.								
Rebel - Rollator										
21121 57cm	750	930	620	570	370	750	200x40	9,5	750 x 250 x 740	125
21221 62cm	750	930	620	620	420	750	200x40	9,6	750 x 250 x 740	125
21321 67cm	750	930	620	670	470	750	200x40	9,7	750 x 250 x 740	125
21421 72cm	750	930	620	720	520	750	200x40	9,9	750 x 250 x 740	125
Rebel - Förstärkt										
71221 62cm	750	930	620	620	420	750	200x40	11,5	750 x 250 x 740	150
71321 67cm	750	930	620	670	470	750	200x40	11,6	750 x 250 x 740	150
71421 57cm	750	930	620	720	520	750	200x40	11,8	750 x 250 x 740	150
Rebel - Låg										
21111	680	860	540	570	370	740	200x40	9,2	740 x 250 x 680	125
21211	680	860	540	620	420	740	200x40	9,4	740 x 250 x 680	125
21311	680	860	540	670	470	740	200x40	9,5	740 x 250 x 680	125
21411	680	860	540	720	520	740	200x40	9,7	740 x 250 x 680	125

Tillbehör



KORG MED HANDTAG

Ett omtyckt tillbehör som underlättar vid inköp och utflykter.


Art.nr
10601



BRICKA

Fästes lätt på dynan.

Art.nr
10602
10651
(57 cm)



KÄPPHÅLLARE

Förbättrad design bestående av två delar för enkel montering.

Art.nr
10603



RYGGSTÖD

Ger ett stöd åt ryggen när brukaren vill sitta. Enkel att montera. OBS! Ange rollatorns bredd.

Art.nr
10621 10655
(72 cm)



SYRGASHÅLLARE

Från 1 till 5 liter, inklusive spännband.


Art.nr
10615



SLÄPBROMS

Gör rollatorn mindre lätttrullad och går lätt och snabbt att montera. Levereras i par.

Art.nr
10620



ENHANDSBROMS

En optimal och mjuk broms.

Art.nr
10652



Freedom to move!