



Nr	Benämning	Antal	Art.nr	Övrig information
Framgaffel och hjullagring				
1	Plasthatt	2	AL-10147	Svart
2	Låsmutter	2	00888	
3	Kullager	2	00887	Yänster
4	Framgaffel	1	AL-10075-L	Höger
5	Stålbrička	1	AL-10075-R	Ellförzinkad, t=1,2 mm
6	Vägbrička	2	00856	
7	Passbrička	6	93012008	
		12	93015026	t= 0,8 mm
			93015025	t= 2 mm
			93015025-1	t= 3 mm
8	Glycodurlager	8	930130013	Behöver inte smörjas
9	Hjul m. lager	4	93017025	
10	Flansmutter	12	93011008	Ska bytas vid demontering
11	Navkapsel	2	93017024	
12	Sadelbrička	2	AL-10162	
Broms				
13	Reglagekabel, komplett	2	00891	
14	Bromsbygel	2	AL-10139	
15	Muterskydd	4	200.1005	
Handtag				
16	Grepp	2	AL-10153	
17	Skruv	2	00897	
18	Täckhatt	2	AL-10159	
Vred				
19	Vingvred	2	20-052	
20	Skruv	2	00889	
Övriga detaljer				
	Bättningsstång, mörkgrå metallc		F4	